

METRICY

ACTIVE ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



BLUETOOTH

12
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΒΑΡΟΣ



ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΙΠΟΥΣ



ΜΥΪΚΗ
ΜΑΖΑ



ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΕΡΟΥ



ΟΣΤΙΚΗ
ΜΑΖΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



ΒΑΡΟΣ

Αυτή η ζυγαριά είναι ιδανική για τις καθημερινές μετρήσεις του βάρους μας.



ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ

Το βάρος των μυών στο σώμα μας.



ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Το ποσοστό του σωματικού βάρους το οποίο είναι λίπος.



ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΛΙΠΟΣ

Το λίπος που εναποτίθεται στην περιοχή της κοιλιάς, περιβάλλει και προστατεύει τα ζωτικά όργανα.



ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ

Δείκτης ο οποίος μας δείχνει πόσο ενυδατωμένοι είναι ο οργανισμός μας.



ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ

Το βάρος του σκελετού μας.



ΠΡΩΤΕΪΝΗ

Το ποσοστό της πρωτεΐνης που υπάρχει στο σώμα μας.



ΗΛΙΚΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αναφέρεται στη βιολογική κατάσταση του σώματος μας.



LBM

Το σωματικό βάρος που μεταφέρουμε το οποίο δεν έχει λίπος.



ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Δείκτης σώματος που μας δείχνει αν έχουμε το ιδανικό βάρος.



BMR

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι το ελάχιστο ημερήσιο επίπεδο ενέργειας ή θερμίδων που χρειάζεται το σώμα μας όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.



BMI

Ο δείκτης μάζας σώματος, γνωστός και ως BMI (Body Mass Index) είναι μία παγκόσμια κοινά αποδεκτή ιατρική ένδειξη για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση της παχυσαρκίας.

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ SMARTPHONE
(**ANDROID 4.4 ή νεότερο / iOS 10 ή νεότερο**).
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ!



 **Biopharm**

16° κλμ. Θεο/νίκης-Μουδανιών, 570 01,
N. Ρύσιο (Περιοχή Φαρμακεία), Θεσσαλονίκη
T: 2316 002 740 | F: 2316 008 051
E: support@biopharm.gr

www.biopharm.gr



 Bolou Smartguy Industrial Co.,
Ltd. Room 05, 9 Floor, B Section, 2 Block,
Huixintiandi Commercial Plaza,
11 Yanda Avenue, Huizhou City,
Guangdong Province, China

Καλοσωρίσατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την **Ζυγαριά Active της METRICY**. Μόλις αποκτήσατε μία έξυπνη ζυγαριά νέας γενιάς που συνδέεται με το κινητό σας, δίνοντάς σας πολλές χρήσιμες πληροφορίες, που ελπίζουμε να αξιοποιήσετε και να χαρείτε όσο περισσότερο γίνεται. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών της συσκευής, απαιτείται η σύνδεσή της με κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android, μέσω της δωρεάν εφαρμογής OKOK INTERNATIONAL, που βρίσκεται στο App Store ή το Google Play αντίστοιχα. Για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο Internet και ενεργός λογαριασμός στο αντίστοιχο App Store / Google Play.

Ζυγαριά Μπάνιου Metrcy Active

Αυτός ο αναλυτής σώματος, σου επιτρέπει να πραγματοποιήσεις διάφορες μετρήσεις και να γνωρίσεις καλύτερα το σώμα σου. Αφού συνδέσεις την ζυγαριά σου με το app μέσω του Bluetooth, θα μπορείς να φτιάξεις το δικό σου προσωπικό προφίλ.

Έξυπνη Ζυγαριά που σου δείχνει κάθε αλλαγή στο σώμα σου!

Κατέβασε το OKOK International app και σύνδεσε τη ζυγαριά με το smartphone σου, για να βλέπεις όλα τα δεδομένα των μετρήσεων. Η ζυγαριά χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες για να μετρήσει τα στοιχεία του σώματός σου μέσω ηλεκτρικών παλμών, όπως λίπος, μάζα οστών, σπλαχνικό λίπος και άλλα, κάνοντάς την ιδανική για αθλητές και όχι μόνο. Παρακολούθησε την υγεία σου σε βάθος και δες τις αλλαγές του σώματός σου μέσα από την εφαρμογή!

Μνήμη

Η εξελιγμένης τεχνολογίας ζυγαριά θυμάται τα δικά σου δεδομένα, αλλά και των μελών της οικογένειάς σου. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιεί όλη η οικογένεια χωρίς τόν κίνδυνο να χαθούν τα αποτελέσματα καμιάς μέτρησης!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Μοντέλο:** Έξυπνη ζυγαριά Active Metrcy, που συνδέεται με smartphone Android 4.4, iOS 10 ή νεότερο
- **Μετρήσεις:** Βάρος, BMI, Μυϊκή Μάζα, Λίπος Σώματος, Ποσοστό Νερού, Μάζα Οστών, Μεταβολισμός, Σπλαχνικό Λίπος, Πρωτεΐνη, Δείκτης Παχυσαρκίας, Ηλικία Σώματος, Άλιπη Μάζα Σώματος
- **Εύρος μέτρησης:** 3kg-180kg
- **Σύνδεση:** Bluetooth
- **Οθόνη:** LED
- **Μπαταρίες:** 2 AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Παρατηρήσεις

- ① Ανεβείτε στη ζυγαριά και με τα δύο πόδια. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- ② Σταθείτε σταθερά με το βάρος σας να μοιράζεται ισόποσα στα πόδια σας μέχρι η ζυγαριά να μετρήσει το βάρος σας.
- ③ Σταθείτε επάνω στην ζυγαριά για 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα, εάν μετράτε το σωματικό λίπος.

Προφυλάξεις

- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε ολισθηρή, υγρή επιφάνεια και μη στέκεστε στη ζυγαριά με βρεγμένα πόδια για να μη γλιστρήσετε.
- Κατά τη ζύγιση να τοποθετείτε και τα δύο πόδια σας στο κέντρο της ζυγαριάς για να μην πέσετε.
- Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Μη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στη ζυγαριά για να μην προκληθεί ζημιά ή θραύση.
- Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά μόνο πάνω σε στεγνή επιφάνεια. Δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε μία σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (απευθείας πάνω στο δάπεδο). Ένα ανομοιόμορφο δάπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό νωπό πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια της ζυγαριάς. Αποφύγετε την επαφή με διαλυτικά, κλωρίνες ή άλλα χημικά καθαριστικά.
- Μετά την πλήρη αποφόρτιση των μπαταριών, αφαιρέστε τες αμέσως, για την αποφυγή διαρροής από τις μπαταρίες και διάβρωσης της ζυγαριάς.

Εγγύηση

Η ζυγαριά Active Metrcy που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Δύο (2) Ετών από την Biopharm. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Η Biopharm, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης:

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.biopharm.gr και καταχωρίστε την εγγύησή σας μέσω της συμπλήρωσης μιας απλής φόρμας.

Η Εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

① Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ❶ Τοποθετούμε τις μπαταρίες στη συσκευή
- ❷ Ενεργοποιούμε το Bluetooth
- ❸ Σαρώνουμε το QR CODE ή αναζητούμε την εφαρμογή OKOK στο App Store / Google Play και την εγκαθιστούμε
- ❹ Κάνουμε εγγραφή στο app και δημιουργούμε το προφίλ μας
- ❺ Ανοίγουμε την εφαρμογή «OKOK INTERNATIONAL» και με βάση τον σειριακό αριθμό της ζυγαριάς τη συνδέουμε με το κινητό τηλέφωνο
- ❻ Μόλις ανέβουμε στην ζυγαριά, το app στο smartphone συγχρονίζεται και μας δείχνει τις μετρήσεις



- ❷ Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
- ❸ Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
- ❹ Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
- ❺ Υπάρχουν εμφανή σημάδια από τωπή ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κ.ά.

Η Εγγύηση δεν καλύπτει:

- ① Τα φυσιολογικά φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, νερό ή φωτιά.
- ② Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του.
- ③ Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση ή οξείδωση.
- ④ Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
- ⑤ Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους.